

Die instrumentelle Funktionsanalyse des Kiefergelenkes ist in vielen Fällen unerlässlich für eine sichere Diagnose einer CMD.

Doch auch vor einer geplanten Versorgung mit hochwertigem Zahnersatz ist eine kinematische Gelenkvermessung vorteilhaft.

Die exakte Analyse der Gelenkbahnen und die elektronische Aufzeichnung der Daten sind wesentliche Voraussetzungen für die Anfertigung von Zahnersatz mit optimaler Funktionalität.

Dies erspart unnötige Nacharbeiten an der Prothetik und gibt Ihnen gleichzeitig eine forensische Absicherung bei Begutachtungen.



Funktion

In Zusammenarbeit mit Net Cranial bieten wir Ihnen eine kostengünstige Alternative für eine wirtschaftliche Funktionsanalyse.




Die Vermessung erfolgt durch Mitarbeiter der Firma Net Cranial in Ihren Praxisräumen.

Nach der Auswertung – und im Falle einer CMD Diagnosestellung - werden uns die Daten und Einstellwerte übermittelt.

Nach diesen Werten kann im Labor ein Vollwertartikulator programmiert werden. Dadurch kann die individuelle Gelenksituation exakt berücksichtigt werden.

Dentes – Zahntechnik GmbH

[www.dentes-zahntechnik.de](http://www.dentes-zahntechnik.de)



Somit ist sichergestellt, dass der hergestellte Zahnersatz, bzw. eine adjustierte Schiene, genau auf die Kiefersituation abgestimmt ist.

Kinematische Gelenkvermessungen von geschultem Fachpersonal, in Ihren Praxisräumen aber ohne hohe Anschaffungskosten.

So einfach und wirtschaftlich kann eine Funktionsanalyse für Sie sein.

Ästhetik

Für weitere Informationen  
stehen wir Ihnen telefonisch und  
persönlich gerne zur  
Verfügung.

Fordern Sie sich online, auf unser Website  
oder per Fax  
einfach einen unverbindlichen  
Kostenvoranschlag an.



### Instrumentelle Funktionsanalyse



**Dentes – Zahntechnik GmbH**

**Tel.: 030 – 23 51 670  
Fax: 030 – 23 51 67 17**

**Dentes – Zahntechnik GmbH**

**[www.dentes-zahntechnik.de](http://www.dentes-zahntechnik.de)**

**Dentes – Zahntechnik GmbH**

**Schaperstraße 30**

**10719 Berlin**